

TESTTINTE / TEST INKS

Immer auf der sicheren Seite -
Prüfen der Oberflächenspannung

Always on the safe side -
Checking the surface tension



TESTTINTE / TEST INKS

Immer auf der sicheren Seite -
Prüfen der Oberflächenspannung

Always on the safe side -
Checking the surface tension

Testtinte nach DIN ISO 8296
Set mit 8 Flaschen

Test ink DIN ISO 8296
Set with 8 bottles



Ungiftige Testtinte
Set mit 7 Flaschen

Non-toxic test ink
Set with 7 bottles



Ungiftige Teststifte
Set mit 6 Stiften

Non-toxic test pens
Set with 6 pens



Benetzungstest mit Teststiften
Wetting test with test pens



FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN

- Zuverlässige Prüfung der Benetzbarkeit auf glatten Oberflächen
- Bestimmung der Oberflächenspannung von Kunststoffen
- Schneller, einfacher Test direkt an der Produktionslinie
- Foliencheck über die ganze Arbeitsbreite
- Günstige Alternative zu Labormessgeräten
- Gebrauchsfertige Tests nach DIN ISO 8296 und als ungiftige Variante

Testtinten nach DIN ISO 8296

Messbereich in 2er-Schritten von 30 bis 72 mN/m

- Packung:
- Kofferset mit 8 Flaschen à 15 ml inkl. Auftragspinsel
 - Einzelflaschen à 15 ml inkl. Auftragspinsel
 - Einzelflaschen à 250 ml

Ungiftige Testtinte

Messbereich in 2er Schritten von 34 bis 46 mN/m

- Packung:
- Gesamter Messbereich im Set mit 7 Flaschen à 10 ml inkl. Auftragspinsel

Ungiftige Teststifte

Messbereich in 2er-Schritten von 34 bis 44 mN/m

- Packung:
- Gesamter Messbereich im Set mit 6 Stiften
 - Einzelstift 38 mN/m

FUNCTION AND PROPERTIES

- Reliable measuring of the wettability on smooth surfaces
- Determining the surface tension of plastics
- Fast and simple test directly at the production line
- Film check across the entire working width
- Inexpensive alternative to laboratory instruments
- Ready-to-use tests according to DIN ISO 8296 and as a non-toxic variant

Test inks according to DIN ISO 8296

Measuring range in 2-point steps from 30 to 72 mN/m

- Package:
- Case set with 8 bottles each with 15 ml incl. application brush
 - Single bottles each with 15 ml incl. application brush
 - Single bottles each with 250 ml

Non-toxic test ink

Measuring range in 2-point steps from 34 to 46 mN/m

- Package:
- Complete measuring range in a set with 7 bottles each with 10 ml incl. application brush

Non-toxic test pens

Measuring range in 2-point steps from 34 to 44 mN/m

- Package:
- Complete measuring range in a set with 6 pens
 - Single pen 38 mN/m